



取扱説明書

株式会社 島津理化

100-865

PASPort

圧力センサ PS-2107

このたびは『圧力センサ PS-2107』をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご利用の際に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本器の機能を十分に生かして安全に正しくご使用ください。

ご使用に際しての安全上の注意事項

- この取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
- いつでも取扱説明書が使用できるように大切に保管してください。

1. 圧力センサのクイックスタート

圧力センサ PS-2107 は、圧力を kPa, psi, N/m² の単位で測定します。



図 1：外観図

1.1 センサの仕様

測定範囲：	0 ～ 700 kPa
精度：	± 2 kPa
分解能：	0.1 kPa
最大サンプリング速度：	20 個 / 秒
デフォルトサンプリング速度：	10 個 / 秒
動作温度：	0 ～ 40℃
相対湿度範囲：*	5 ～ 95%，結露なし

* 結露すると性能が落ちます。

1.2 必要関連機器

- ・ PASPORT インターフェイス (Xplorer または USB リンク)
- ・ EZscreen または DataStudio ソフトウェア (バージョン 1.5 以上)
- ・ 注射器，プラスチック製チューブ，クイックリリースコネクタ

1.3 セットアップ

1. PASPORT インターフェイスをコンピュータの USB ポートまたは USB ハブに接続します。
2. PASPORT インターフェイスにセンサを接続します。
3. PASPORT センサを検出するとソフトウェアが自動的に起動します。PASPORTAL ウィンドウで、EZscreen または DataStudio を選択します。




図2：セットアップ

2. 圧力センサのアクティビティ

2.1 EZscreen のアクティビティ — ボイルの法則

1. 長さ 1 cm のプラスチック製チューブとクイックリリースコネクタを使って、注射器をセンサの圧力ポートにつなぎます。
2. “開始” ボタンをクリックして、データの記録を開始します。
3. 注射器を 20 mL に維持して、10 秒間データを記録します。
4. 注射器を 18 mL の目盛まで押し込んだ状態で 10 秒間データを記録します。
5. 16, 14, 12, 10 mL に対し、それぞれ手順 4 を繰り返します。
6. “停止” ボタンをクリックします。結果のグラフは図 3 の EZscreen のグラフと類似しているはずです。どのステップがどの体積に対応しているか確認してください。
7. グラフの各ステップにおけるおよその圧力値を読み取ります。
8. EZscreen をご使用の際にはグラフ用紙に体積と圧力、および体積の逆数と圧力の関係を示すグラフをそれぞれ作成して、ボイルの法則を確認します。

2.2 EZscreen の仕様

圧力を記録する：	画面左上隅にある“開始”ボタンをクリックします。
記録時間：	2 時間まで
測定単位を変更する：	画面右下隅にある“圧力センサ”アイコンをクリックします。
スケール合わせ：	グラフをダブルクリックすると、データに合わせて目盛が設定されます。
情報ツール：	グラフ上の各点の XY 座標と、その点におけるグラフの勾配が表示されます。
DataStudio にデータを出力：	“DataStudio” ボタンをクリックします。

開始/停止ボタン
クリックすると
データを記録を開
始/中止します。

データ表示切替ボタン
クリックすると測定
したデータの表示を切
り替えます。

保存ボタン
データを
保存します。

開くボタン
ファイルを
開きます。

印刷ボタン
画面を印刷
します。

DataStudio ボタン
データを DataStudio
に出力します。

終了ボタン
EZscreen を
終了します。




図3：圧力センサのEZscreen

株式会社 島津理化

〒136-0071 東京都江東区亀戸6丁目1番8号

TEL. (03) 5626-6600 URL : <http://www.shimadzu-rika.co.jp>

本製品の技術的お問合せは、コールセンターまで

フリーダイヤル **0120-376-673** (携帯電話、PHSではご利用になれません。)

受付時間 平日9:00~12:00, 13:00~17:00

e-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp FAX : (075) 823-2804

PASCO
scientific

M100865D1112TY005-A